

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.
- 5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.
- 5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.
- 5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации и хранения;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. Свидетельство о приемке.

Банкетка медицинская ДМ.02.00, ДМ.02.00 (мод.1)

Соответствует ТУ 9452-003-68690950-2014

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия: _____

Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.

Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

E-mail: zakaz@tdask.ru
www.tdask.ru

ОБРАЗЕЦ

ООО Медицинская Компания



Паспорт

Арт.	Наименование
ДМ.02.00	Банкетка медицинская (вид 156900)
ДМ.02.00 (мод.1)	



ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

ОБРАЗЕЦ

1. Назначение и конструкция.

1.1. Диван предназначен для сидения не более 3 человек.

1.2. Каркас дивана изготовлен из натурального дерева и ДСП. Сиденье, спинка и подлокотник обиты синтепоном, обтянуты тканью или винилискожей.

2. Основные технические характеристики.

	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
	высота	ширина	длина	
ДМ.02.00	750	770	1450	41
ДМ.02.00 (мод.1)	750	770	2000	46


3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Сиденье в сборе	1
3.2	Спинка в сборе	1
3.3	Подлокотник	2
3.4	Болт М8х70	4
3.5	Маховик М8	12
3.6	Шайба 8Т	12
3.7	Шпилька М8х100	10
3.8	Шайба 8Т	4
3.9	Паспорт	1
3.10	Упаковка	1


Внимание! Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.


1




2




4




3



5



6



7

