

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Боковые стенки в сборе	500	569	30	2
2	Столешница ЛДСП	400	500	16	1
3	Задняя стенка ЛДСП	519	352	8	1
4	Фасад ящика ЛДСП	336	162	16	1
5	Фасад тумбы ЛДСП	336	334	16	1
6	Бок ящика ЛДСП	400	120	16	2
7	Передняя и задняя стенка ящика ЛДСП	278	120	16	2
8	Дно ящика	292	382	3	1
9	Дно тумбы ЛДСП	358	458	16	1
10	Прогон СП11	340			2
11	Прогон СП12	340			2

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Колесная опора Ф50	4
2	Резьбовая втулка	4
3	Саморез 3x11	4
4	Роликовые направляющие	2
5	Ручка «хром» 96 мм	2
6	Винт М4x20	2
7	Винт М4x40	2
8	Петля четырехшарнирная	2
9	Уголок крепления столешницы	4
10	Саморез потай 4x16	4
11	Саморез с прессшайбой 4x19	8
12	Саморез потай 4x20	6
13	Саморез потай 3x20	2
14	Саморез 4x35	8
15	Ограничитель двери	1
16	Проставка под петлю	2

ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Тумба передвижная ТПК-Л-09



Назначение изделия:

Тумба передвижная ТПК-Л-09 предназначена для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:

Ширина 400 Глубина

500 Высота 650

Масса, не более 15

кг

Тумба лабораторная передвижная:

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Тумба имеет дверку, выдвижной ящик на роликовых направляющих.

Тумба установлена на колёсные опоры Ø 50 мм Заполнитель каркаса

– ЛДСП 16 мм Стандартный цвет наполнителя – серый

Дно - ЛДСП, 16 мм, облицованные кромкой ПВХ, 0,4 мм.

Фасады – ЛДСП, 16мм, облицованные кромкой ПВХ, 2мм

Столешница – ЛДСП 16мм, облицованные кромкой ПВХ, 2 мм.

Нагрузка на столешницу не более 40кг.

Цвет фасада – зеленый.

Поставляется в разобранном виде

Размеры упаковки, мм: 595x540x130

Характеристики для транспортировки:

Объем упаковки, м. куб. – 0,042

Вес: 16 кг

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1.

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неблаговременных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня вы-пуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.