

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница ЛДСП	400	500	30	1
2	Фасад ЛДСП	336	518	16	1
3	Задняя панель ЛДСП	352	538	8	1
4	Боковая панель правая ЛДСП	452	538	16	1
5	Боковая панель левая ЛДСП	452	538	8	1
6	Дно тумбы ЛДСП	358	458	16	1
7	Полка ЛДСП	354	454	16	1
8	Стойка СП10	555			4
9	Прогон СП12	340			2
10	Прогон СП12	440			2

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Колесная опора Ф50	4
2	Резьбовая втулка	4
3	Саморез 3x11	16
4	Полкодержатель	4
5	Ручка «хром» 96 мм	1
6	Петля четырехшарнирная	2
7	Саморез потай 4x16	4
8	Саморез потай 4x20	4
9	Ключ шестигранный 4мм	1
10	Ограничитель двери	1
11	Саморез потай 3x20	1
12	Винт М4x20	2
13	Проставка	2

ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электроводская, д. 21

Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Тумба передвижная ТПК-Л-08



Назначение изделия:

Тумба передвижная ТПК-Л -08 предназначена для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:

Ширина 400

Глубина 500

Высота 650

Масса, не более 15,5 кг

Тумба лабораторная передвижная:

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Тумба имеет дверку и полку Тумба установлена на колёсные опоры Ø

50 мм Заполнитель каркаса – ЛДСП 8 мм

Стандартный цвет заполнителя – серый Дно, полка - ЛДСП, 16

мм, облицованные кромкой ПВХ, 0,4 мм.

Фасады – ЛДСП, 16мм, облицованные кромкой ПВХ,

2мм Столешница – ЛДСП 8мм, вкладная.

Нагрузка на столешницу не более 10кг.

Цвет фасада – зеленый.

Поставляется в разобранном виде

Размеры упаковки, мм: 630x500x110

Характеристики для транспортировки:

Объем упаковки, м. куб. – 0,035

Вес: 16 кг

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1.

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение пока-зателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня вы-пуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.