

### Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница	900	600	28	1
2	Боковые стенки в сборе	550	792	30	2
3	Фасады ЛДСП	419	610	16	2
4	Задняя стенка ЛДСП	852	630	8	1
5	Дно тумбы	858	508	16	1
6	Прогон СП 11	840			2
7	Прогон СП 12	840			2

### Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Смеситель	1
2	Сифон	1
3	Опора регулируемая	4
4	Петля четырехшарнирная	4
5	Проставка под петлю	4
6	Ручка 96 мм в комплекте с крепежом	2
7	Уголок крепления столешницы	8
8	Саморез с прессшайбой 4x19	16
9	Саморез потай 4x16	8
10	Саморез потай 4x20	8
11	Ограничитель двери	1
12	Саморез потай 3x20	1
13	Ключ шестигранный 4мм	1

### ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21  
Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

## Паспорт

Стол-тумба под двойную мойку МК-Л-05



### **Назначение изделия:**

Стол-тумба под двойную мойку МК-Л-05 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

### **Технические характеристики:**

#### **Габаритные размеры, мм:**

Ширина 900

Глубина 600 Высота

820 Масса не более

36 кг

#### **Стол-тумба с двойной мойкой:**

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнение каркаса:

Боковые стенки ЛДСП 16 мм цвет светло-серый

Задняя стенка ЛДСП 8 мм цвет светло-серый

Тумба с 2-мя дверками. Фасады - ЛДСП 16 мм цвет зеленый, кромка ПВХ 2 мм.

Столешница – ЛДСП 28 мм, покрыта бумажно-слоистым пластиком 0,6мм, кромка ПВХ 2мм, в комплекте с мойкой.

Мойка двухчашевая врезная— нержавеющая сталь, комплектуется сме-сителем и сифоном.

Размеры каждой чаши — 400x340x180 мм Стол-тумба установлен на регулируемые опоры.

**Размеры упаковки, мм: 935x650x295**

#### **Характеристики для транспортировки:**

Объем упаковки, м. куб. –0,18

Вес 38 кг.

**Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1 .**

### **Правила транспортировки**

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

#### **Правила ухода**

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

#### **Гарантийные обязательства**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.