

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница ЛДСП	1500	600	22	1
2	Задняя стенка тумбы ЛДСП	562	352	8	1
3	Задняя стенка стола ЛДСП	562	973	8	1
4	Боковая стенка тумбы в сборе (левое и среднее крыло)	550	715	30	2
4а	Боковая стенка стола	550	715	30	1
5	Фасад ЛДСП	180	336	16	3
6	Бок ящика ЛДСП	140	450	16	6
7	Фронтальная и задняя стенка ящика ЛДСП	140	278	16	6
8	Дно ящика	432	292	3	3
9	Полка под клавиатуру	550	320	16	1
10	Бок подставки под комп.	400	150	16	2
11	Дно подставки под комп	250	400	16	1
12	Задняя стенка подставки	250	100	16	1
13	Прогон СП 11	961			2
14	Прогон СП 11	340			2
15	Прогон СП 12	340			2

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Опора регулируемая	6
2	Ручка 96 мм с винтами	3
3	Саморезы с прессшайбой 4x19	20
4	Уголок крепления столешницы	10
5	Роликовая направляющая ящика	6
6	Подпятник подставки	4
7	Шариковая направляющая под полку	1
8	Саморез потай 4x35	34
9	Саморез потай 3x20	1
10	Саморез потай 4x16	8
11	Саморез потай 4x25	6
12	Саморез потай 3x25	26
13	Заглушка самоклеющиеся	8
14	Ключ шестигранный 4 мм	1

ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21
тел. (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Стол одностумбовый СЛТК-Л-04



Назначение изделия:

Стол одностумбовый СЛТК-Л-04 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:

Ширина 1500

Глубина 600 Высота

750 Масса не более

49 кг

Стол лабораторный:

Стол – прямой одностумбовый для работы за компьютером сидя.

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса – ЛДСП 8 мм светло-серого цвета Фасады –

ЛДСП 16мм зеленого цвета, кромка ПВХ 2мм

Столешница – ЛДСП 22 мм, покрыта бумажно-слоистым пластиком

0,6мм, кромка ПВХ 2мм.

Выдвижная полка под клавиатуру ЛДСП 16 мм

Подставка под системный блок компьютера ЛДСП 16 мм

Регулируемые опоры для ножек.

Тумба поставляется в разобранном виде, при установке крепится к столешнице.

Ящики на роликовых направляющих – 3шт.

Нагрузка на столешницу не более 75 кг.

Размеры упаковки, мм: 1525x625x120

Характеристики для транспортировки:

Объем м. куб. – 0,114;

вес 50 кг.

Поставляется в разобранном виде кол-во мест – 1

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений.

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.