


1. Общие сведения.

1.1. Стол процедурный, предназначен для оснащения медицинских учреждений и организаций.

2. Техническая характеристика.

2.1. Общий вид и габаритные размеры стола.



2.2. Корпус выдвижных ящиков стола изготовлен из холоднокатаной, листовой стали.

2.3. Стоки и рамы верхних полок выполнены из профильной трубы.

2.4. Настил верхних полок – стекло (пожеланию заказчика настил полок может быть выполнен из металла с порошковым покрытием, нержавеющей стали). Максимальная распределенная нагрузка на полку должна составлять не более 8кг.

2.5. Движение ящиков производится по телескопическим направляющим полного выдвижения. Максимальная распределенная нагрузка на ящик должна составлять не более 15кг.

Внутренние размеры ящиков, в мм (ГхШхД): 2-х верхних – 103х225х350
1-о нижнего – 103х545х350

2.6. Конструкция стола обеспечивает его перемещение по горизонтальной поверхности при помощи четырех поворотных колесных опор.

3. Комплект поставки.

- стол в сборе – 1 шт.

- паспорт – 1 экз.

4. Правила транспортировки и эксплуатации.

4.1. Склады для хранения продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.

4.2. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

4.3. Запрещается:

- ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

5. Свидетельство о приемке.

5.1. Стол соответствует рабочим чертежам и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Контролер ОТК

М.П.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стола в течение 12 месяцев со дня отгрузки при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стола не ухудшающих его потребительских свойств.

6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, изготовитель ответственности не несёт.

Изготовитель: Россия г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 21/2,
помещение ПЗ

ООО “Мебель-Групп”

Тел (831) 430-52-27


Тел./факс (831) 439-39-36

E-mail: 151@151.ru web-сайт: www.rommel.ru

ООО «Мебель-Групп»

ПАСПОРТ

Стол процедурный
СП-1



Нижний Новгород