

ПАСПОРТ (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

Тележка медицинская МЕТ AVK-130



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Изделие предназначено для оснащения палат стационара, хирургических и анестезиологических кабинетов для размещения и хранения лекарственных препаратов и медицинских инструментов.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникший из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	Значение параметров	Примечание
Длина (глубина) изделия	670 мм	
Ширина изделия без навесных контейнеров	580 мм	
Ширина изделия с навесными контейнерами	780 мм	
Высота от пола до столешницы	960 мм	Высота указана с учетом колесных опор
Высота от пола до стального ограждения-бортика	1050 мм	Высота указана с учетом колесных опор
Диаметр колёс	75 мм	
Глубина выдвижного ящика	110 мм	

3. Описание

3.1. Изделие состоит из основного тумбового элемента открытого типа с выдвижным ящиком, столешницы и основания, центральной полки, 2-ух контейнеров для отходов и 4-ёх колесных опор.

3.2. Конструкция основного тумбового отделения выполнена из стали с порошковой окраской. В верхней части каркаса изделия с трех сторон располагается заполнение, образующее короб для установки выдвижного ящика.

3.3. Основное тумбовое отделение оснащено 1 выдвижным ящиком, изготовленным из прочного ABS пластика, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами.

3.4. Ящик устанавливается на телескопические направляющие полного выдвижения из прочной оцинкованной стали, оснащен интегрированной ручкой для удобства использования.

3.5. В столешницу изделия и среднюю полку интегрированы трехсторонние ограждения - бортики, изготовленные из гнутой трубы из нержавеющей стали.

3.6. В основание изделия интегрированы четырехсторонние ограждения - бортики, изготовленные из гнутой трубы из нержавеющей стали. Внутри ограждений располагаются контейнеры для отходов.

3.7. Изделие оборудовано двумя контейнерами для медицинских отходов, изготовленных из ABS-пластика.

3.8. Изделие оборудовано двумя корзинами из ABS-пластика. Одна корзина – навесная, крепится к боковине отделения, вторая - свободно располагается на столешнице или полке.

3.9. Изделие оборудовано навесным металлическим держателем для бутылей и контейнером для лекарственных препаратов.

3.10. Изделие оборудовано контейнером для лекарственных препаратов.

3.11. Изделие установлено на колесные опоры диаметром 75 мм. Колесные опоры – самоориентирующиеся с возможностью поворотной функции на 360°, 2 из них оборудованы автономным тормозным устройством.

4. Упаковка, транспортировка, условия хранения и эксплуатации.

4.1. Изделие поставляется в собранном виде. Прикрутите колесные опоры и навесьте контейнеры для медицинских отходов на боковину отделения.

4.2. Упаковка изделия – короб из гофрокартона высокой прочности.

4.3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +10° С до + 35° С и относительной влажности 80 % при температуре +25° С.

4.4. Склады для хранения изделия должны быть крытыми и проветриваемыми.

4.5. Изделия в упаковке должны храниться в местах, защищенных от избыточного нагрева, попадания на упаковку воды, загрязнений и химикатов.

4.6. При транспортировке и хранении изделия при отрицательных температурах, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед эксплуатацией.

5. Уход

Наши изделия имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

Благодаря имеющемуся на изделиях порошковому покрытию, они считаются более защищенными от внешних воздействий и, следовательно, неприхотливыми в уходе.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой. Категорически не следует чистить поверхность изделия с помощью твердых приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластика или металла).

6. Комплект поставки

Наименование	Количество
Тумбовый элемент с 1 ящиком	1 шт.
Контейнер для медицинских отходов	2 шт.
Навесная пластиковая корзина	1 шт.
Навесной металлический держатель	1 шт.
Пластиковая корзина	1 шт.
Пластиковый контейнер для медикаментов	1 шт.
Колесная опора	4 шт.

7. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству по применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель: _____

Срок гарантии: 12 месяцев

Дата продажи: _____ М.п.

Продавец: _____

*Тележка медицинская BLQ 008, регистрационное удостоверение РЗН 2016/4343 от 05 июля 2016 года;
гарантийный срок – 12 месяцев.*

*Производитель :«Цзянсу Юнфа Медикал Экуипмент Ко., Лтд.», Кунмай, Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co.,
Ltd, Zhaofeng Industrial Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City, China*

*Место производства: Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co., Ltd, Changfeng village, Leyu Town, 215622
Zhangjiagang, Jiangsu Province, China*

*Сервисный центр: ООО «МЕТ»
142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г
Телефон сервисной службы: (495) 775-75-95, (495) 126-92-79*