

Стойки медицинские марки «КМ-Магма»
ТУ 9452-005-32494920-2008

паспорт

Стойки медицинские марки «КМ-Магма» (далее стойки) ТУ 9452-005-32494920-2008 предназначены для размещения приборов и аппаратов и могут быть использованы при оснащении лечебно - профилактических учреждений.

Условия эксплуатации стоек соответствуют климатическому исполнению УХЛ.2 по ГОСТ 15150: t от +10°C до+35°C; относительная влажность – 80% при t 25°C.

1. Основные технические данные

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	Номинальная нагрузка на полку, кг, не более	Масса, кг, не более	Средний срок службы, лет, не менее
1	СП-01	1200*х 690 х 660 (550х450)**	15	20	7
2	СПя-01	1200х 690 х 660 (550х450)	15	25	7
3	СП-02	1200х 690 х 660 (550х450)	15	25	7
4	СПя-02	1200х 690 х 660 (550х450)	15	30	7
5	СП-03	1700х 690 х 660 (550х450)	15	35	7
6	СПя-03	1700х 690 х 660 (550х450)	15	40	7
7	СП-04	1700х 690 х 660 (550х450)	15	40	7
8	СПя-04	1700х 690 х 660 (550х450)	15	45	7
9	СП-05	1700х 690 х 660 (550х450)	15	45	7
10	СПя-05	1700х 690 х 660 (550х450)	15	50	7
11	СП-06	1700х 690 х 660 (550х450)	15	50	7
12	СПя-06	1700х 690 х 660 (550х450)	15	55	7
13	СПz-03	830 х 580 х 490	15	10	7
14	СПа	880 х 820 х 660 (550 х 450)	15	25	7
15	СПп-05	1700 х 690 х 660 (550 х 450)	15	45	7
16	СПпя-05	1700 х 690 х 660 (550 х 450)	15	50	7

*- высота стойки может быть изменена по желанию заказчика

** - в скобках приведены размеры полок

2. Устройство изделий

Стойки медицинские марки «КМ-Магма», в исполнении СП, представляют собой сборно-сварные конструкции в стационарном и подвижном исполнении (на колесных опорах), состоящие из двух вертикальных элементов, соединенных между собой открытыми полками. Стойки в исполнении СПя имеют в нижней части выдвижной ящик с замком. Для придания стойкам устойчивости во время эксплуатации две колесные опоры из четырех снабжены фиксаторами. На тыльной стороне стоек установлен электроблок с удлинителем, для подключения приборов и оборудования.

Стойки изготавливаются из листовой углеродистой стали Ст-08-пс 5 ГОСТ 16523-97.

Металлические поверхности стоек покрыты эпоксидной порошковой краской, дающей механически прочное, химически и влагостойчивое покрытие.

По заявке заказчика стойки комплектуются навесными элементами:

- навесной элемент ДМ - «КМ-Магма» держатель монитора;
- навесной элемент ДБ – «КМ-Магма» держатель банок;
- навесной элемент ДЭ – «КМ-Магма» держатель эндоскопов;
- навесной элемент ДП – «КМ-Магма» дополнительная полка (может быть поворотной, боковой инструментальной, под системный блок, под клавиатуру).

3. Правила эксплуатации

3.1. Для исключения повреждений стоек при эксплуатации необходимо избегать чрезмерных механических воздействий на них;

3.2. Наружные поверхности стойки допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

4. Сведения об упаковывании

4.1. Стойки поставляются в собранном виде, в индивидуальной упаковке из гофрокартона, или в ящиках из ДВП (по специальному заказу), в соответствии с требованиями нормативных документов (НД).

4.2. Эксплуатационная документация и ключи от ящика помещаются во влагонепроницаемую упаковку и прикрепляются к корпусу стойки.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование стоек должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Стойки упакованные в гофрокартон должны транспортироваться в вертикальном положении.

5.3. Изделия в упаковке должны храниться в закрытом помещении при t от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $\leq 80\%$ в вертикальном положении.

5.4. Хранение изделий в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стойки требованиям ТУ 9452-005-32494920-2008 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации стойки - 12 месяцев со дня продажи.

6.3. Гарантийный срок хранения стойки - 12 месяцев со дня изготовления.

6.4. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении гарантийного срока эксплуатации;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. Свидетельство о приемке

Стойка медицинская приборная модели марки - «КМ-Магма», зав. № _____, изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 9452-005-32494920-2008 и признана годной к эксплуатации.

МП _____
Должность Личная подпись И.О.Ф. Дата

Регистрационное удостоверение ФСН в сфере здравоохранения и соцразвития № ФСР 2008/03971 от 30.12.2008г. срок действия: **не ограничен**