



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРОНТ - М»



ПАСПОРТ  
(СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ для ознакомления)

Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой  
для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и  
стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ»  
по ТУ 9451-009-11769436-2001

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/06144



## 1. Назначение изделия

1.1. Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» (далее по тесту «контейнер») предназначены для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а так же для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов и т.п.

## 2. Основные параметры контейнеров и комплектность

Модель контейнера	Рабочий объем, л	Габаритные размеры не более, мм	Внутренние размеры перфорированного поддона не более ,мм	Нагрузка, выдерживаемая поддоном не более, кг	Масса не более, кг	Температура, выдерживаемая контейнером, °С	Ванна	Перфорированный поддон	Утопитель	Крышка	Паспорт
КДС-0,1	0,1±0,05	Ø100xh54	Ø63xh40	0,15	0,08	+121	1	1	-	1	1
КДС-0,2 Белый / прозрачный	0,2±0,05	Ø96xh72	Ø55xh52	0,25	0,08 / 0,11	+121	1	1	-	1	1
КДС-1	1±0,2	280x155x105	180x75x50	1,2	0,5	+121	1	1	1	1	1
КДС-3	3±0,4	370x185x120	240x110x90	1,8	0,8	+121	1	1	1	1	1
КДС-5	5±1,0	400x285x165	260x175x120	3,0	1,2	+121	1	1	1	1	1
КДС-10	10±1,6	450x325x205	290x200x160	6,0	2,0	+121	1	1	1	1	1
КДС-11	11±2,0	775x285x170	630x175x130	8,0	2,6	+121	1	1	-	1	1
КДС-20	20±4,0	760x460x190	600x270x150	15,0	5,5	+65	1	1	-	1	1

КДС-35	35±7,0	880x475x240	680x320x190	15,0	6,5	+65	1	1	-	1	1
--------	--------	-------------	-------------	------	-----	-----	---	---	---	---	---

Контейнеры КДС-35 оснащаются боковым или нижним сливным устройством по заказу потребителя. Срок службы не менее 3 лет.

### 3. Утилизация

Утилизация контейнера после истечения срока службы должна проводиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

### 4. Условия транспортирования и хранения:

7.1. Контейнер в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при следующих условиях:

- Температура окружающей среды  $-50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
- Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре  $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . При более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной;

7.2. Контейнер должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с указанной на упаковке маркировкой. Допускается транспортирование всеми видами транспортных средств при температуре окружающего воздуха от  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 100% при температуре  $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ .