

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница ЛДСП	402	452	8	1
2	Фасад ящика ЛДСП	170	386	16	3
3	Задняя стенка ЛДСП	402	538	8	1
4	Боковые стенки в сборе	500	585	30	2
5	Бок ящика ЛДСП	400	137	16	6
6	Передняя и задняя стенка ящика ЛДСП	328	137	16	6
7	Дно ящика	382	342	3	3
8	Прогон СП10	390			2
9	Прогон СП11	390			2

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Колесная опора Ф50	4
2	Резьбовая втулка	4
3	Роликовые направляющие	6
4	Ручка «хром» 96 мм с винтом М4х40(6шт)	3
5	Саморез потай 3x11	4
6	Саморез потай 4x20	6
7	Саморез потай 4x40	24
8	Саморез потай 4x16	18
9	Уголок 90 град.	4
10	Ключ шестигранный 4мм	1

ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Тумба передвижная ТПК-Л-14



Назначение изделия:

Тумба передвижная ТПК-Л-14 предназначена для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:

Длина 450

Глубина 500

Высота 650

Масса, не более 24 кг

Тумба лабораторная передвижная:

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Тумба имеет три выдвижных ящика на роликовых направляющих.

Тумба установлена на колёсные опоры Ø 50 мм Заполнитель каркаса:

ЛДСП 16мм, задняя стенка ЛДСП 8мм. Стандартный цвет

заполнителя – серый Фасады – ЛДСП, 16мм, облицованные кромкой

ПВХ, 2мм Столешница – ЛДСП 8мм, вкладная Цвет фасада –

зеленый.

Поставляется в разобранном виде

Размеры упаковки:

Размеры упаковки мм, мм: 735x525x140

Нагрузка на столешницу не более 10 кг.

Вес: 25 кг

Характеристики для транспортировки:

Объем упаковки, м. куб. – 0,054

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1.

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение пока-зателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня вы-пуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.